

提出物について

抽出結果（必須）

評価用データ（後日公開）に対して自動セグメンテーションを行い、得られた下記2種類それぞれの画像セット

1. ラベル画像



ラベル画像の画素値

領域	課題レベル1	課題レベル2
旧Harmonic鉗子の缺	1	1
新Harmonic鉗子の缺		2
それ以外	0	0

2. ブレンド画像



ブレンド画像の画素値

領域	課題レベル1	課題レベル2
旧Harmonic鉗子の缺	空色	空色
新Harmonic鉗子の缺		黄色
それ以外	内視鏡画像の色	内視鏡画像の色

概要論文（必須）

Abstract可、形式はJSCAS書式(2ページ原稿)（上位入賞時はオンラインにて手法発表）